



ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une vision claire du futur 



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie incluant sept tailles pour répondre à l'ensemble des besoins cliniques des patients, disponible en tailles 0 nouveau-né jusqu'à 6 extra grand adulte. Grâce à sa conception anatomique de qualité supérieure, le masque ClearLite offre un niveau d'étanchéité sans précédent, sans besoin d'exercer une forte pression, réduisant ainsi le risque de gêne ou de traumatisme.

Cette étanchéité améliorée permet également au clinicien de pratiquer une ventilation manuelle optimale du patient en anesthésie ou en médecine d'urgence.

ClearLite est sans PVC ni phtalates, réduisant significativement son impact sur l'environnement. 

Masque léger

Améliore la préhension et le confort d'utilisation pour le clinicien

Forme anatomique

Ajustement précis quelles que soient la forme et la taille du visage. Une pression minimale est suffisante pour obtenir une étanchéité efficace et réduire les risques de traumatisme

Corps transparent

Excellente visibilité pour surveiller les signes cliniques

Lèvre souple non-gonflable

Offre une étanchéité efficace et confortable



Connexion sûre et sécurisée

Offrant un masque parfaitement relié au circuit respiratoire. Le raccord conique 22mm est conforme à la norme ISO 5356

Masque à volume réduit

Réduction de la réinhalation potentielle et des risques associés à des niveaux élevés de CO₂ en fin d'expiration

Code-couleur

La lèvre, souple et confortable, est à code-couleur, permettant l'identification facile et rapide de la taille adéquate

Réduction des déchets

Disponibles sans crochet de fixation 

Faible impact environnemental

Sans PVC ni phtalates

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Référence	Modèle sans crochet	Description	Qté/bte
 7296000	7296001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvre rouge, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvre orange, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, adulte, lèvre verte, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvre jaune, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, pédiatrique, lèvre blanche, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 1, nourrisson, lèvre grise, sans crochet de fixation, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 0, nouveau-né, lèvre bleue, sans crochet de fixation, 15M	40 

Faire une demande

IS5.31 FR • Issue 3 02.20



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP