



DART-Reach™

Dispositif d'atomisation pour muqueuses laryngo-trachéales




Gestion des Voies Aériennes ▪ Pulmodyne®

DART-Reach™ dispositif d'atomisation pour muqueuses laryngo-trachéales

Délivrance précise et directe avec l'atomiseur DART-Reach

L'atomiseur DART-Reach est conçu pour délivrer une solution médicamenteuse sur les muqueuses naso, laryngo et oropharyngées avec une taille moyenne de particule d'approximativement 50µm. En voies aériennes difficiles, la médication avec DART-Reach peut être rapidement et efficacement délivrée. Ce dispositif est doté d'un stylet flexible permettant une approche personnalisée et peut être utilisé dans de nombreuses procédures, comme l'intubation éveillée, l'intubation difficile, la fibroscopie et l'échocardiographie trans-œsophagienne.

La gamme DART-Reach propose plusieurs choix, avec ou sans seringue ainsi que deux différentes longueurs de stylet (218mm et 117mm). Tous les dispositifs DART-Reach sont à usage patient unique et conditionnés en boîte de 25 unités.



REF	Description	Qté/bte
REACH600	DART-Reach dispositif d'atomisation avec seringue 5ml, 218mm	25
REACH700	DART-Reach dispositif d'atomisation, 218mm	25
REACH720	DART-Reach dispositif d'atomisation, 117mm	25

IS6.23 FR • Issue 2 07.23