



MiniMe[®] 2

Masque nasal de VNI pédiatrique



Soins Intensifs ▪ Interfaces-Patient



MiniMe®2

Avec technologie AIR°gel®

Le masque MiniMe®2 est un masque nasal à patient unique pour la VNI à utiliser à l'hôpital ou au domicile. MiniMe®2 est disponible en deux tailles, chacune proposée en version avec ou sans fuite intentionnelle.


Conçu pour des enfants entre 2 et 12 ans, le masque MiniMe®2 est pourvu du bourrelet AIR°gel® avec Advanced Cushion Technology™, pour offrir aux plus petits patients un ajustement et un confort sans égaux.

Ajustement personnalisable

La coque et le bourrelet du masque peuvent facilement être adaptés à la morphologie du patient et conservent la forme appliquée

AIR°gel®

La technologie AIR°gel® permet un ajustement souple du masque MiniMe®2



Touchless Spacebar™

Conception unique éliminant tout contact avec le front du patient

Indicateur de taille

Les masques sont disponibles en deux tailles, petit/moyen et moyen/grand

Advanced Cushion Technology™


La technologie du bourrelet ergonomique offre une étanchéité efficace pour un ajustement des plus confortables

Disponible avec ou sans fuite intentionnelle

Pour PPC ou VDNP chez l'enfant

Raccord coudé pivotant à 360°

Pour un positionnement optimal du tuyau et une plus grande mobilité



Référence	Description	Coude à code couleur	Qté/bte
Les masques ci-dessous doivent être utilisés avec des circuits respiratoires monobranches, sans fuite intentionnelle			
2370000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, fuite intentionnelle, petit/moyen	○	10
2371000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, fuite intentionnelle, moyen/grand	○	10
Les masques ci-dessous doivent être utilisés avec des circuits respiratoires monobranches, avec fuite intentionnelle			
2270000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, petit/moyen	●	10
2271000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique, moyen/grand	●	10

Serre-tête de rechange pour MiniMe®2 petit/moyen

Référence	Description	Qté/bte
2274000	Serre-tête 55048	20

Serre-tête de rechange pour MiniMe®2 moyen/grand

Référence	Description	Qté/bte
2275000	Serre-tête EZ Fit, emballé	20

Faire une demande

MiniMe®2 et AIR°gel® sont des marques déposées de Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar et Advanced Cushion Technology sont des marques commerciales de Sleepnet Corporation.

Pensez-y avant d'imprimer

Economisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.49 FR • Issue 1 02.19



33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérépole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia