



FitMax™ Masque Facial Total CPAP

Pour un usage en thérapie CPAP et VDNP




Soins Intensifs ▪ Interfaces-Patient



FitMax™ Masque Facial Total CPAP

Le masque facial total CPAP FitMax est une interface de VNI à patient unique pour adultes (>30kg) utilisable en thérapie CPAP et VDNP dans un environnement hospitalier. Le masque est conçu pour aider à éliminer les lésions sur l'arête nasale généralement observées avec les masques naso-buccaux. Le FitMax est facile à mettre en place et est disponible en 3 tailles convenant à la majorité des patients.

Deux options de coudes à code-couleur sont proposées selon les différents usages cliniques – un coude à fuite avec valve de sécurité pour une utilisation avec des tuyaux simples, et un coude standard pour une utilisation avec des circuits double branche.



Référence	Description	Code couleur	Qté/bte
A utiliser avec des tuyaux simples			
2290020	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, moyen	●	10
2290030	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, grand	●	10
2290040	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, extra grand	●	5
A utiliser avec des circuits respiratoires double branche			
2290070	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, moyen	●	10
2290080	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, grand	●	10
2290090	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, extra grand	●	5

[Faire une demande](#)
[Regarder la vidéo](#)

Les masques FitMax sont fabriqués par Besmed Health Business Corporation, Taiwan et distribués par Intersurgical Ltd

