



FaceFit™ masques de VNI

Masques de VNI (Ventilation Non Invasive) confortables et légers pour ventilation conventionnelle ou applications CPAP et VDNP



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient



FaceFit™ masques de VNI

FaceFit est un masque adulte à usage unique confortable pour la ventilation non-invasive en milieu hospitalier.

Deux options sont disponibles : l'une pour une utilisation avec des circuits respiratoires double branche conventionnels, et la seconde pour thérapie CPAP et VDNP où une valve de sécurité et une fuite expiratoire intentionnelle sont nécessaires.

Les masques FaceFit sont disponibles en taille petit, moyen et grand convenant à un large panel de patients. Un guide est fourni pour vous aider à choisir correctement la bonne taille avant même l'ouverture de l'emballage.

Serre-tête réglable

Permet un ajustement optimal pour chaque patient


Léger

Améliore la tolérance du patient

Harnais réglable à fixation rapide et simple

Permet un accès rapide au visage du patient et un ajustement optimal

📺 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Valve de sécurité
(seulement FaceFit avec fuite)
Prévient la réinhalation en cas de ventilation inadéquate

Orifices de fuite intentionnelle
(seulement FaceFit avec fuite)
Pour ventilation CPAP ou à deux niveaux de pression

Faible espace mort
Pour une assistance respiratoire efficace

Raccord 6mm avec bouchon solide
Pour le monitoring ou l'apport supplémentaire en oxygène

Lèvre souple en silicone
Assure une performance optimale

FaceFit masque VNI - sans valve de sécurité ni orifice de fuite CO₂

A utiliser avec un circuit respiratoire double branche

👁️ illustration

Référence	Description	Qté/bte
2257000	FaceFit, masque VNI, grand adulte	12
2256000	FaceFit, masque VNI, moyen adulte	12
2255000	FaceFit, masque VNI, petit adulte	12

FaceFit masque VNI à fuite - avec valve de sécurité et orifice de fuite CO₂

A utiliser avec un tuyau simple sans fuite intentionnelle

Référence	Description	Qté/bte
2252000	FaceFit, masque VNI à fuite, avec valve de sécurité et orifice de fuite CO ₂ , grand adulte	12
👁️ 2251000	FaceFit, masque VNI à fuite, avec valve de sécurité et orifice de fuite CO ₂ , moyen adulte	12
2250000	FaceFit, masque VNI à fuite, avec valve de sécurité et orifice de fuite CO ₂ , petit adulte	12

Faire une demande



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.15 FR • Issue 7 07.19