



## Intersurgical EcoLite™ masque oxygène haute concentration adulte

Le masque haute concentration pour adulte, le plus léger et confortable qui soit



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie



# Intersurgical EcoLite™ masque oxygène haute concentration adulte

## Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

## Confort du Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

▶ Vidéo disponible sur [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)

## Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour prévenir toute fuite d'oxygène au niveau des yeux

## Sans pince-nez métallique

Compatible IRM

## Valves de sécurité intégrées

Permet au patient d'inspirer l'air ambiant en cas défaut d'apport en oxygène

## Système de double lèvre étanche

Assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage




## Respect de l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite, réduisant de fait l'impact environnemental.



[www.intersurgical.fr/info/eco](http://www.intersurgical.fr/info/eco)



## Lèvre souple étanche

Accroît le confort du patient

## L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles du patient

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation


## Masque transparent

Excellente visibilité des signes cliniques

## Étanchéité de qualité supérieure

Concentrations d'oxygène plus élevées

## Comparaison entre Intersurgical EcoLite™ et un masque haute concentration classique en PVC



Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1181015	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène haute concentration, adulte, avec tuyau	2.1m	24

Produit à faible impact environnemental [Faire une demande](#)

**INTERSURGICAL** SPECIALISTE DE L'ABORD RESPIRATOIRE 33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérépole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 [info@intersurgical.fr](mailto:info@intersurgical.fr) [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)

Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015 **Pensez-y avant d'imprimer** Economisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso. IS10.17 FR • Issue 6 04.18