



VariFit™ – masque de VNI



Soins Intensifs • Interfaces-Patient



VariFit™ avec technologie AIR°gel®

Le VariFit est un masque de VNI à patient unique, pour un usage hospitalier, doté d'un bourrelet avec technologie AIR°gel® pour un confort accru du patient. Le raccord coudé à rotule possède un code couleur facilitant le choix du clinicien pour un modèle biniveau/CPAP à utiliser avec un circuit monobranche, ou pour ventilation non invasive à utiliser avec un circuit double-branche. Le serre-tête respirant, à fixation rapide, est conçu pour s'adapter parfaitement au patient et améliorer son confort.

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



AIR°gel® Confort maximum, poids minimum. AIR°gel® minimise les points de pression et l'irritation cutanée

Advanced Cushion Technology™


Le bourrelet anatomique offre un ajustement confortable, pour une excellente étanchéité

Active Headgear Connector™

La languette de fixation bouge avec le patient pour une étanchéité constante

Raccord coudé pivotant à 360°

Pour un positionnement optimal du tuyau et une plus grande mobilité

**Flexible Spacebar™**

Cette cale frontale flexible unique offre une stabilité améliorée et une étanchéité constante sans contact direct avec la peau

Masque à fuite (2260000, 2261000, 2262000 et 2277000)

Modèle avec fuite intentionnelle et valve de sécurité pour une utilisation avec des appareils de CPAP ou biniveau

Port pour oxygène

Permet de délivrer aisément de l'oxygène supplémentaire

Valve de sécurité

(sauf 2265000, 2266000, 2267000 et 2279000)

Prévient la réinhalation en cas de ventilation inadéquate

Coudes à code couleur

Facilite le choix du clinicien pour le modèle le plus approprié

Référence	Description	Coude à code couleur	Qté/bte
A utiliser avec un circuit monobranche sans fuite intentionnelle			
2260000	VariFit, masque de VNI, avec fuite intentionnelle et valve de sécurité, petit adulte	○	8
2261000	VariFit, masque de VNI, avec fuite intentionnelle et valve de sécurité, moyen adulte	○	8
2262000	VariFit, masque de VNI, avec fuite intentionnelle et valve de sécurité, grand adulte	○	8
2277000	VariFit, masque de VNI, avec fuite intentionnelle et valve de sécurité, extra grand adulte	○	8
A utiliser avec un circuit monobranche avec fuite intentionnelle			
2263000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, avec valve de sécurité, petit adulte	◐	8
2264000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, avec valve de sécurité, moyen adulte	◐	8
2269000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, avec valve de sécurité, grand adulte	◐	8
2278000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, avec valve de sécurité, extra grand adulte	◐	8
A utiliser avec un circuit double-branche			
2265000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, petit adulte	●	8
2266000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, moyen adulte	●	8
2267000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, grand adulte	●	8
2279000	VariFit, masque de VNI, sans fuite intentionnelle, extra grand adulte	●	8



Faire une demande

AIRgel est une marque déposée de Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology et Active Headgear Connector sont des marques commerciales de Sleepnet Corporation.